

# 10

---

## 예방 재료

---

### CARIES PREVENTION

|        |     |
|--------|-----|
| 러버댐    | 500 |
| 실란트    | 501 |
| 치주포대재  | 502 |
| 불소 바니쉬 | 503 |

## MINIDAM | 미니댐

러버댐 | 243872



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 치료 시 방습 및 치은 보호

### | 특징

- Latex-Free
- Icon 또는 컴포지트 수복 시 방습 효과와 치은 보호
- 클램프 없이 간단하게 사용하여 편안한 진료 도움

### | 포장 및 구성

- 단위 : 20개 / 박스

## RUBBER DAM | 러버댐

러버댐 | 269503~269504



| 제조원 BERGAMOT(베르가못)

| 판매원 신흥, 디브이홀딩스

| 용도 구강 내에서 건조하고 깨끗한 시술 부위를 확보할 수 있도록 클램프를 이용하여 치료할 치아를 격리시킬 때 사용하는 얇은 고무판

### | 특징

- 민트향이 나는 사각형의 얇은 고무 시트
- 잘 늘어나고 찢김에 강함

### | 포장 및 구성

- 단위 : Adult 36장 / 팩  
Child 52장 / 팩
- 색상 : Green
- 종류  
269503 Bergamot Rubber Dam Adult (6"×6")  
269504 Bergamot Rubber Dam Child (5"×5")



| 제조원 SHOFU(쇼후) | 판매원 신흥

| 용도 실란트

### | 특징

- 최적의 핸들링과 점도 : 기포 발생이 매우 적으므로, 치아 내 미세한 틈 발생 방지
- 에칭, 린스 없어도 빠르고 강한 접착 유지력 (30초 이내의 쉽고 빠른 적용)
- S-PRG 기법으로 Giomer 필러가 구강 내 풍부한 불소 환경을 제공
- 안티프라그 효과, 2차 우식 예방

### | 포장 및 구성

#### BeutiSealant System (PN1798)

- BeutiSealant Paste(1.2g), BeutiSealant Primer(3ml), Needle Tips(15개), Microbrush Fine(50개), V-Dish(25개)

#### Beutisealant Refill

- PN1799 BeutiSealant Paste (1.2g)
- PN1800 BeutiSealant Primer (3ml)
- PN1794 BeutiSealant Needle Tips 27G (50개)
- PN1784 BeutiSealant V-dish (25개)

### | 특이 사항

- 유효 기간 : 3년

에칭 없이 프라이밍으로 에나멜과 동일한 표면 구현  
**No Acid Etch - A Difference You Can See**



## GUARDIAN SEAL | 가디언 실

실란트 | 211713-4



| 제조원 KERR(커) | 판매원 신홍

| 용도 실란트

| 특징

- Pit 깊숙한 곳까지 완벽히 흘러 들어가며, Fissure의 미세한 틈새 끝까지 꼼꼼한 실링이 가능
- 코튼 브러시 팁으로 흐름성을 조절 가능하여 원하는 부위에 간편하게 도포 가능
- 브러시를 별도로 구입할 필요가 없어 경제적
- 10초 이내의 짧은 큐어링으로 체어 타임을 줄일 수 있음 (실란트 평균 권장 큐어링 시간 30초)
- 불소 방출

| 포장 및 구성

- 색상 : White Opaque
- 용량 : 1g×4개, Brush Tips 40개

## TEETHMATE F-1 2.0 | 티스메이트 에프-1 2.0

실란트 | 177809



| 제조원 KURARAY(쿠라레이) | 판매원 신홍

| 용도 실란트

| 특징

- 뛰어난 조작성, 접착 내구성과 적당한 점도
- 세계에서 최초로 불화소방성을 갖춘 실란트
- 불화소방성 폴리머에 의해 장시간에 걸쳐 극히 미량의 불소를 용출하여 소와열구를 장시간 봉쇄

| 포장 및 구성

**Teethmate F1 2.0 Kit**

- 색상 : Opaque
- 구성 : Resin 2.5ml 2개, Etching Gel 6ml, Applicator Nozzles 50개, Brush Tip Handle 1개, Mixing Plates 10개, Disposable Brush Tip 50개

**Teethmate F1 2.0 Refill**

- 색상 : Natural, Red, White(Opaque)
- 구성 : Resin 2.5ml

## COE-PAK | 코팩

치주 팩 | 103519



| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신홍

| 용도 비유지놀계 치주포대재

| 특징

- 지각 과민이 없고 구강 내 자극을 주지 않음
- 살균 작용

| 포장 및 구성

- 용량 : Base 90g, Catalyst 90g

| 특이 사항

- 유효 기간 : 2년

## FLUORODOSE | 플로도즈

일회용 불소 바니쉬 5% | 210484~221290



| 제조원 CENTRIX(센트릭스) | 판매원 신홍

### | 용도

- 치아 우식 예방 및 지각 과민 치료에 쓰이는 불소 바니쉬

### | 특징

- 사용 전 치면 연마가 필요없고, 타액과 접촉 시 단시간에 건조되는 매우 쉽고 간편한 충치 예방
- 폼 타입보다 치아에 오래 남아있어 불소 방출 효과가 높음
- 젤(12,000ppm) 타입보다 2배 가량 높은 불소 방출(22,600ppm)
- 1회용 포장으로 브러쉬에 묻혀 도포하는 쉽고 간편한 사용 (환자 1명당 1개씩 적용, 0.3ml/개)
- 도포 후 액체형 음식물은 즉시 섭취가 가능하며, 다양하고 자연스러운 맛과 향으로 소아 치료에 거부감이 없음
- 지각 과민 처치 치료 시 요양 급여 신청

### | 포장 및 구성

- 용량 : 0.3g×32개 / 팩  
0.3g×120개 / 팩
- 향 : Bubble Gum, Melon, Mint

### | 특이 사항

- 보험 코드 : U0041(행위 수가-지각 과민 처치)

## LUMINOUS FLUORINE CARE GEL | 루미너스 플루어린 케어 겔

불소 겔 | 259937



| 제조원 해림덴텍 | 판매원 신홍

| 용도 우식 방지를 위한 치아코팅용 불소 겔

### | 특징

- 2.55% Sodium Fluoride 및 0.08% Hydrofluoric Acid 농도
- CGP(글리세로인한칼슘)의 첨가로 인한 Booster 효과
- IPMP(티몰)의 첨가로 인한 구강질환 유발균 살균 효과
- 자일리톨의 함유로 인한 부가적인 충치 예방
- 물에 대한 뛰어난 용해성

### | 사용 방법

- 사용 전 입 안을 깨끗이 양치함
- 불소트레이에 제품을 가득 짜낸 후 3분 이상 물고 기다림
- 입 안의 잔여물을 뱉어낸 후 가볍게 헹굼
- 제품 사용 후 2시간 동안 음식물 섭취하지 않음

### | 포장 및 구성

- 용량 : 500g / 병
- 튜브형 Gel 타입 (딸기향)

10

Fluoride Varnish | Fluoride Gel  
불소 바니쉬 | 불소 겔

무거운 대용량 보충수  
힘들게 들지마세요!

# D·water

이제 2L소포장 D water로  
더욱 가볍고 편리하게!



한 번 주문으로, 간편하게  
1주/2주당 1박스씩 정기배송 해드려요.



재료를 선택하는 새로운 기준  
**DV mall**

**문의** | DVmall 1 : 1 문의게시판  
카카오톡 채널 'DVmall' 채팅상담